



HOW TO CGM KIM

Ihr Weg zur sicheren Kommunikation im Medizinwesen

1. Bestellung der CGM KIM-Adresse(n) im CGM Webshop

Über den CGM Webshop können Sie auf meine-ti.de/kim Ihr Wunschprodukt auswählen und CGM KIM-Adressen in der benötigten Anzahl zusammenstellen. Eine detaillierte Anleitung für die Bestellung einer CGM KIM-Adresse finden Sie auf: cgm.com/ti-kim → **Abschnitt „Von der Bestellung bis zur Nutzung von KIM“**

2. Bereitstellung der CGM KIM-Adresse(n) und weiterer Informationen im Kundenkonto

Nach erfolgreicher Bestellung werden Ihnen in Ihrem Kundenkonto im CGM Webshop folgende Komponenten und Informationen für die Einrichtung bereitgestellt:

- Ihre bestellten CGM KIM-Adressen
- Benötigte Registrierungscode
- Benötigte Initialpasswörter

Meine E-Mail-Adressen ^

E-Mail-Adresse	Produktinformationen	Bestellt am	
@tm.kim.telematik	CGM KIM Basic 2 GB	11.01.2021	Registrierungsdaten anfordern

Nach Klick auf „Registrierungsdaten anfordern“ werden Sie auf die folgende Seite weitergeleitet. Klicken Sie dort auf **NEUES EINMALPASSWORT GENERIEREN**. Merken Sie sich dann das Einmalpasswort, da Sie dieses im weiteren Verlauf benötigen.

Ihre Registrierungsdaten

Der untenstehende Registrierungscode ist für die **KIM 10- sowie KIM 15-Installation** notwendig.

Notieren oder kopieren Sie sich diesen Registrierungscode und folgen Sie den in der Installationsanleitung beschriebenen Schritten.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Registrierungsdaten für KIM 15 aus Sicherheitsgründen nicht dauerhaft in unserem System speichern. Sie können hier ein neues Einmalpasswort für Ihren Zugang generieren.

NEUES EINMALPASSWORT GENERIEREN

3. Installation des CGM KIM-Clientmoduls

Das CGM KIM-Clientmodul ist die Verbindungskomponente zwischen Ihrem Clientsystem (Primärsystem oder E-Mail-Programm), dem Konnektor und dem zentralen CGM KIM-Fachdienst. Die Installation des CGM KIM-Clientmoduls erfolgt für Anwender eines CGM-Primärsystems automatisch durch das Primärsystem. Für Anwender eines sonstigen Primärsystems erfolgt die Installation über den CGM KIM Installer. Der CGM KIM Installer und die Dokumentation können im Kundenkonto des CGM Webshops heruntergeladen werden.

4. Registrierung im CGM KIM-Fachdienst

Die initiale und einmalige Registrierung können Sie an einem beliebigen PC mit Zugriff auf einen an die Telematikinfrastruktur (TI) angeschlossenen E-Health-Konnektor durchführen. Hierzu benötigen Sie neben dem Zugriff auf die TI auch Ihre CGM KIM-Adressen, die dazugehörigen RegistrierungsCodes und Initialpasswörter. Für Anwender eines CGM Primärsystems erfolgt die Registrierung über das CGM Primärsystem. Informationen dazu sind der jeweiligen Updatedokumentation des Primärsystems zu entnehmen. Für Anwender eines sonstigen Primärsystems erfolgt die Registrierung über die Web-Oberfläche des CGM KIM-Clientmoduls. Informationen dazu sind der Installationsanleitung des CGM KIM-Clientmoduls zu entnehmen.

Während des Registrierungsprozesses vergeben Sie ein individuelles Passwort (je CGM KIM-Adresse), das Sie später bei der Installation ggf. erneut benötigen. Bitte notieren Sie sich alle Passwörter mit den dazugehörigen CGM KIM-Adressen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Anwender mit einem TI-Zugang der CGM beispielsweise auf dem Merkblatt **Wichtige Kenndaten und Zugangsdaten der Institution**.

Benutzer	Passwort	Datum (Vergabe bzw. Änderung)
koco-root		
meineKIMAdresse@tm.kim.telematik	FTU#t3N%Wu7sJXEzYP	01.01.2023

Zusätzlich werden Sie nach Abschluss der Registrierung automatisch und verpflichtend im zentralen, bundesweiten KIM-Adressverzeichnis gelistet. In diesem Adressbuch der TI sind alle KIM-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer auffindbar, wodurch ein umständliches Suchen von E-Mail-Adressen entfällt.

Nach Abschluss der KIM-Registrierung erfolgt die **KONFIGURATION DES CLIENTSYSTEMS**.

5. Konfiguration des Clientsystems

An den Arbeitsplätzen, an denen die KIM-Kommunikation erfolgen soll, muss nun das entsprechende Clientsystem konfiguriert werden. Sie können den CGM KIM-Fachdienst direkt über Ihr Primärsystem* nutzen. Sind Sie Anwender eines CGM Primärsystems erfolgt die Konfiguration des Primärsystems automatisch. Sind Sie Anwender eines sonstigen Primärsystems wenden Sie sich bitte an ihren Primärsystem-Hersteller.

*Ein Modul in Ihrem Primärsystem muss vom Primärsystem-Hersteller zur Verfügung gestellt werden und kann zusätzliche Kosten erzeugen.

6. Versand einer Testnachricht

Nach erfolgreicher Einrichtung Ihres KIM-Zugangs empfehlen wir Ihnen, einen Test durchzuführen. Hierzu können Sie eine Testnachricht von Ihrer CGM KIM-Adresse an Ihre eigene CGM KIM-Adresse senden.



GRUNDVORRAUSSETZUNG

✓ Funktionsfähiger Zugang in die Telematikinfrastruktur

✓ Sicherer Internetzugang

AUFGABE	WEITERE INFORMATIONEN	ERLEDIGT?
1. Bestellung der CGM KIM-Adresse(n) im CGM Webshop		
Bestellung der KIM-Adresse	Im CGM Webshop unter meine-ti.de/kim	<input type="radio"/>
2. Bereitstellung der CGM KIM-Adresse(n) und weiterer Informationen im Kundenkonto		
Registrierungsdaten anfordern	Im Kundenkonto des CGM Webshops	<input type="radio"/>
3. Installation des Clientmoduls		
Installation des Clientmoduls	CGM Primärsystem: Direkt durch das Primärsystem	<input type="radio"/>
Installation des CGM KIM-Clientmoduls Standalone	Ohne CGM Primärsystem: Per CGM KIM Installer. Download aus dem Kundenkonto des CGM Webshops	<input type="radio"/>
4. Registrierung im CGM KIM-Fachdienst		
Registrierung der CGM KIM-Adressen	CGM Primärsystem: Direkt im Primärsystem	<input type="radio"/>
Registrierung der CGM KIM-Adressen Standalone	Ohne CGM Primärsystem: Per Web-Oberfläche des CGM KIM-Clientmoduls	<input type="radio"/>
Dokumentation des vergebenen Passworts	Dokumentation erfolgt im Dokument „Wichtige Kenndaten und Zugangsdaten der Institution“	<input type="radio"/>
5. Konfiguration des CGM KIM-Clientmoduls		
Start des CGM KIM-Clientmoduls		<input type="radio"/>
6. Versand einer Testnachricht		
Versand einer Testnachricht über meine CGM KIM-Adresse erfolgt	Versand direkt aus dem Primärsystem heraus	<input type="radio"/>

CompuGroup Medical Deutschland AG

Business Area Connectivity | Maria Trost 21 | 56070 Koblenz

T +49 (0) 261 8000-2323

cgm.com/ti-kim

Version 1.0 | Stand: 06-2024

How to **CGM KIM**
Seite 4 von 4

